


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd62E/E-Selectina Para Citometría De Flujo - P16581

Número de artículo: CM0004354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la E-selectina humana (CD62E), conjugado con . Diseñado para citometría de flujo, validado en muestras humanas. Ideal para estudios de adhesión celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD62E/E-Selectina mAb
Observaciones/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Especie	Humano
GeneID (humano)	6401
GeneID	6401
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de la CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo