

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd62L/L-Selectina Humana Para Citometría De Flujo - P14151

Número de artículo: CM0010801



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD62L/L-Selectina humana para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada en humanos, adecuado para el estudio de homing linfocitario, rodadura de leucocitos y adhesión celular en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-CD62L/L-Selectina humana
Abreviaturas/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Especie	Humana
ID genético (Humano)	6402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de la CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14151
Peso molecular de la proteína	42kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo