

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62P/P-Selectina Humana Para Citometría De Flujo - P16109

Número de artículo: CM0012489



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la P-selectina humana (CD62P) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, proporciona una detección específica de plaquetas activadas y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD62P/P-selectina humana
Notas/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Especie	Humana
ID genético (Humano)	6403
ID genético	6403
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-771 de la CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P16109
Peso proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo