


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd63 Humano Para Citometría De Flujo - P08962

Número de artículo: CM0010545



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD63 humano (SWISS P08962), validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación sobre señalización mediada por tetraspaninas, tráfico lisosomal y melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-CD63 humano mAb
Observaciones/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Especie	Humano
GeneID (humano)	967
GeneID	967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-238 del CD63 humano (NP_001771.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08962
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo