

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Para Fc - P13688

Número de artículo: CM0005055



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CEACAM1 conjugado con para citometría de flujo. Reconoce CEACAM1 humano (SWISS: P13688), un punto de control inmunitario, molécula de adhesión y miembro de la familia CEA. Adecuado para el análisis de células T, NK y epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD66a/CEACAM1
Observaciones/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	634
GeneID	634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 del CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo