

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Con Para Fc - P13688

Número de artículo: CM0004499



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD66a/CEACAM1 humano. Validado para citometría de flujo (FC), reacciona con humano. Inmunógeno de proteína recombinante, diana 58 kDa. Ideal para estudios de regulación inmune, angiogénesis y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano CD66a/CEACAM1 conjugado con
Observaciones/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adhesión celular relacionada con el antígeno carcinoembrionario 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 del CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo