


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd66B Humano Para Fc - P31997

Número de artículo: CM0011004



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD66b humano (CEACAM8, CD67, CGM6) para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas; adecuado para estudios de adhesión celular de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD66b humano
Observaciones/alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1088
ID del gen	1088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-319 de CD66b humano (NP_001807.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P31997
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo