


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd66B Humano Para Citometría De Flujo - P31997

Número de artículo: CM0012177



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD66b humano (CEACAM8, CD67, CGM6). Adecuado para citometría de flujo. Se utiliza en estudios de adhesión celular, especialmente en interacciones heterófilas de neutrófilos. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD66b humano
Notas / Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-319 de CD66b humano (NP_001807.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso molecular de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo