


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd66B Humano Para Citometría De Flujo - P31997

Número de artículo: CM0011192



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD66b humano (CEACAM8) para citometría de flujo. Específico para CD66b humano, expresado en neutrófilos activados. Ideal para investigación de inmunofenotipado y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD66b humano
Observaciones/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-319 de CD66b humano (NP_001807.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso molecular de proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo