

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd68 Humano - P34810

Número de artículo: CM0005409

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD68 humano conjugado con para citometría de flujo intracelular. Específico para CD68 humano (GP110, LAMP4). Ideal para estudios de diseminación de macrófagos y células tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human CD68 mAb
Observaciones/Alíase	GP110; LAMP4; SCARD1
Especie	Humano
GeneID	968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-319 del CD68 humano (NP_001242.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo