

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd68 Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P34810

Número de artículo: CM0008656

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la CD68 humana (macrosialina) para citometría de flujo intracelular. Detecta una glicoproteína transmembrana de 37 kDa en macrófagos y células tumorales. Ideal para perfiles inmunológicos e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD68 humano
Observaciones/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	968
GeneID	968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-319 de la CD68 humana (NP_001242.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo