

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd68 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P34810

Número de artículo: CM0004631

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD68 humano (macrosialina), validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para estudiar la biología de macrófagos y la adhesión de células tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD68
Observaciones/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	968
ID del Gen	968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-319 del CD68 humano (NP_001242.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo