

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd68 Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P34810

Número de artículo: CM0004154

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la proteína CD68 humana (macrosialina), validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para la identificación de monocitos y macrófagos en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD68 humano
Notas / Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Especie	Humana
ID de gen (humano)	968
ID de gen	968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-319 de la proteína CD68 humana (NP_001242.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P34810
Peso molecular de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo