

Mab Conejo Anti-Cd7 Humano - P09564

Número de artículo: CM0009750

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD7 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la coestimulación de linfocitos T y células NK, la producción de citoquinas y la caracterización de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD7 humano
Notas/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	924
ID del gen	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 del CD7 humano (NP_006128.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo