

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd7 Humano Para Fc - P09564

Número de artículo: CM0011553

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con para la detección de CD7 humano (GP40, TP41) destinado a citometría de flujo. CD7 es una glicoproteína transmembrana coestimuladora expresada en células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD7 humano
Observaciones/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	924
ID del gen	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 de la proteína CD7 humana (NP_006128.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo