

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd7 Humano Para Fc - P09564

Número de artículo: CM0005222

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , específico para el CD7 humano. Validado para citometría de flujo (FC). Reconocimiento de un epítopo entre los aminoácidos 26-180. Ideal para inmunofenotipificación de linfocitos T y células NK.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | mAb Conejo anti-CD7 humano                                                                                                                              |
| Observaciones/Alias  | GP40; TP41; Tp40; LEU-9                                                                                                                                 |
| Especie              | Humano                                                                                                                                                  |
| ID genético (Humano) | 924                                                                                                                                                     |
| ID genético          | 924                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 del CD7 humano (NP_006128.1). |
| Origen               | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría            | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                |
| Aplicación           | FC                                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada  | Humano                                                                                                                                                  |
| SWISS                | P09564                                                                                                                                                  |
| Peso proteico        | 25kDa                                                                                                                                                   |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |