

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd7 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P09564

Número de artículo: CM0008669

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD7 humano para citometría de flujo. Reconoce el antígeno de células T CD7 (GP40/LEU-9). Adecuado para inmunofenotipado de células T y NK. UniProt P09564.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD7 humano
Observaciones/Alias	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Tp40; molécula CD7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	924
ID del Gen	924
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo