


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd70 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P32970

Número de artículo: CM0011933



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD70 humano (CD27L/TNFSF7), validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante. Ideal para la investigación de la interacción entre células T y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD70 humano
Observaciones/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-193 del CD70 humano (P32970)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32970
Peso proteico	21kDa/23kDa
Envío	Bolsa de hielo