


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd70 Humano Para Citometría De Flujo - P32970

Número de artículo: CM0011864



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD70 humano validado para citometría de flujo. Reconoce al CD70 (CD27L/TNFSF7), ligando de activación de células T, con reactividad humana. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD70 humano
Observaciones/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Especie	Humana
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32970
Peso de la proteína	21kDa/23kDa
Envío	Bolsa de hielo