


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd71 Humano Para Citometría De Flujo - P02786

Número de artículo: CM0009738



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD71 humano (receptor 1 de transferrina) para citometría de flujo. Reconoce CD71 humano, de aproximadamente 85 kDa. Ideal para estudios sobre la captación de hierro, el tráfico de receptores y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD71 humano
Observaciones/alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7037
ID del gen	7037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 de CD71 humano (NP_003225.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02786
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo