

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd72 Humano Conjugado Con Para Fc - P21854

Número de artículo: CM0012140

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD72 humano (Lyb-2), validado para citometría de flujo. Este anticuerpo marcado directamente elimina la necesidad de reactivos secundarios, simplificando el diseño de paneles multicolor para el análisis de subpoblaciones linfocitarias. Adecuado para investigación en células B e inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD72 humano
Observaciones/Alias	CD72; CD72b; LYB2; Molécula CD72
Especie	Humano
GeneID (Humano)	971
GeneID	971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-359 del CD72 humano (NP_001773.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo