

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd72 Humano Para Citometría De Flujo - P21854

Número de artículo: CM0005243

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD72 humano (antígeno de diferenciación de células B) validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización del BCR, las interacciones reguladoras de células B/T y el desarrollo de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-CD72 humano mAb
Observaciones/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Especie	Humano
GeneID (Humano)	971
GeneID	971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-359 del CD72 humano (NP_001773.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo