

Conejo Anti-Humano Cd74 Mab - P04233-2

Número de artículo: CM0009160

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD74 humano (cadena invariante, li). Validado para citometría de flujo, generado contra los residuos 73-232 comunes a múltiples isoformas de CD74. Ideal para la caracterización inmune y la investigación sobre MHC de clase II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD74 mAb
Observaciones/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	972
GeneID	972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-232 de CD74 humano (NP_004346.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04233-2
Peso Proteico	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo