

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd74 Humano (Pe) Para Citometría De Flujo - P04233-2

Número de artículo: CM0009756

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD74 humano, conjugado con PE, validado para citometría de flujo. Reconoce la cadena invariante del MHC de clase II, con múltiples pesos de isoformas de 18 a 34 kDa. Ideal para estudios de inmunofenotipado y presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD74 humano
Observaciones/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	972
GeneID	972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-232 del CD74 humano (NP_004346.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04233-2
Peso de la proteína	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo