

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd75 Para Fc - P15907

Número de artículo: CM0008518



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con altamente específico que se dirige al CD75/ST6GAL1 humano. Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipaje de linfocitos y estudios de antígenos de superficie de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD75 mAb
Observaciones/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6480
GeneID	6480
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15907
Peso proteico	20kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo