

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd75 Humano Para Fc - P15907

Número de artículo: CM0008142



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD75 humano (ST6GAL1), validado para citometría de flujo. Permite la detección del antígeno de superficie de células B CDw75 y la actividad de sialiltransferasa en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-CD75 humano mAb
Observaciones/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
Especie	Humano
ID de gen	6480 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 44-406 del CD75 humano (NP_001340845.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15907
Peso proteico	20kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo