

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79A Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P11912

Número de artículo: CM0010153



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD79a humano (MB-1, Ig-alfa). Validado para citometría de flujo intracelular. Fiable para estudios de señalización del receptor de células B y del linaje de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD79a humano
Observaciones/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
Especie	Humano
ID del gen (humano)	973
ID del gen	973
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso de la proteína	20 kDa/25 kDa
Envío	Bolsa de hielo