

Mab De Conejo Anti-Cd79B/Igβ Humano Para Citometría De Flujo - P40259

Número de artículo: CM0006105



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD79B/Igβ humano para citometría de flujo, dirigido a CD79B en linfocitos B humanos. Esencial para el estudio de la señalización del receptor de células B, la presentación de antígenos y los mecanismos de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79B/Igβ humano
Notas / Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	974
ID del gen	974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo