

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79B/Igβ Humano () Para Citometría De Flujo - P40259

Número de artículo: CM0008437



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD79B/Igβ humano, conjugado a para citometría de flujo. Detecta específicamente el dominio extracelular de CD79B, un componente clave del complejo receptor de antígeno de linfocitos B. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79B/Igβ humano
Abreviaturas / Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo