

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd79B/Igβ Para Citometría De Flujo - P40259

Número de artículo: CM0008148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD79b/Igβ humano, un componente del receptor de antígeno de células B. Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipado de células B y estudios de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD79b/Igβ
Observaciones/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 del CD79b/Igβ humano (NP_000617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo