

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79B/Igβ Humano Para If/Fc - P40259

Número de artículo: CM0011231



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , específico para CD79b humano (Igβ), una subunidad del complejo receptor de antígenos de las células B. Validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Ideal para la investigación de células B y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79b/Igβ humano
Observaciones/Sinónimos	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Especie	Humano
ID del gen (humano)	974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso de la proteína	14 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo