

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79B/Igβ Humano Para If/Icc, Fc - P40259

Número de artículo: CM0010772



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD79b/Igβ humano (B29, AGM6). Validado para IF/ICC y FC. CD79b es una proteína del complejo receptor de antígeno de las células B crucial para la señalización del BCR y el desarrollo de las células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79b/Igβ humano
Observaciones/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Especie	Humano
GeneID	974
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD79b/Igβ humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso de la proteína	14 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo