

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd79B/Igβ Para If/Icc, Fc - P40259

Número de artículo: CM0010497



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD79b/Igβ humano, validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Detecta específicamente la cadena beta del complejo del receptor de células B, adecuado para estudios de señalización de células B e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD79b/Igβ
Observaciones/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Especie	Humano
ID de gen	974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso proteico	14kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo