

Conejo Anti-Humano Cd80/B7-1 Mab Para Citometría De Flujo - P33681

Número de artículo: CM0007840



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD80/B7-1, conjugado con , para citometría de flujo. Se dirige al antígeno de activación de linfocitos T CD80, una molécula coestimuladora crítica en la señalización de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD80/B7-1 mAb
Observaciones/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	941
ID de Gen	941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-242 del CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso Proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo