

Mab De Conejo Anti-Humano Cd80/B7-1 - P33681

Número de artículo: CM0004263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD80/B7-1 (clon) para citometría de flujo. Específico para el CD80 humano (SWISS: P33681), una molécula coestimuladora clave en la activación de linfocitos T y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CD80/B7-1
Observaciones/Alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	941
GeneID	941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-242 de CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso de la proteína	18kDa/29kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo