

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd80/B7-1 Para Fc - P33681

Número de artículo: CM0010736



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD80 humano (B7-1) validado para citometría de flujo. Se dirige a la molécula coestimuladora de células T CD80 expresada en células presentadoras de antígeno, permitiendo la investigación de la activación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD80/B7-1
Observaciones/Alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-242 del CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo