

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd80/B7-1 Humano Conjugado A Para Citometría De Flujo - P33681

Número de artículo: CM0006032



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a dirigido contra el CD80 humano (B7-1), validado para citometría de flujo. Detecta una molécula coestimuladora clave en células presentadoras de antígeno; Swiss-Prot: P33681.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD80/B7-1 humano
Observaciones/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Especie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo