

## Conejo Anti-Humano Cd80/B7-1 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P33681

Número de artículo: CM0005348



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD80/B7-1 de alta calidad para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular, reactivo con humano. Ideal para la investigación de activación de células T, puntos de control inmunitario y entrada viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Conejo anti-Humano CD80/B7-1 mAb                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 941                                                                                                                                                          |
| GeneID              | 941                                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-242 del CD80/B7-1 humano (NP_005182.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                     |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                       |
| SWISS               | P33681                                                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 18kDa/29kDa/33kDa                                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                               |