


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd81 Para Fc - P60033

Número de artículo: CM0009627



Introducción

Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Humano CD81 para Citometría de Flujo. Se dirige al CD81 humano, una tetraspanina implicada en la señalización inmune y la entrada viral. Adecuado para estudios de FC en células B humanas, células T y hepatocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD81 mAb
Observaciones/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	975
GeneID	975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-199 del CD81 humano (NP_004347.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo