


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd84 Humano Para Fc - Q9Uib8

Número de artículo: CM0005757



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD84 humano (SLAMF5), validado para citometría de flujo. El inmunógeno recombinante (aa 22-225) detecta el CD84 humano; es adecuado para estudios de células inmunitarias que incluyen el análisis de células NK, células T, células B y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD84 humano
Notas/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécula CD84
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-225 del CD84 humano (NP_001171808.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso molecular de la proteína	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo