


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd84 Para Fc - Q9Uib8

Número de artículo: CM0004257



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD84 humano (SLAMF5). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC) en muestras humanas. Ideal para la caracterización de células inmunitarias y estudios de función del CD84.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD84
Observaciones/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécula CD84
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8832
GeneID	8832
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-225 del CD84 humano (NP_001171808.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo