


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd84 Conjugado Para If/Icc Y Fc - Q9Uib8

Número de artículo: CM0011319



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD84 conjugado con para IF/ICC y FC. Detecta CD84 humano (SLAMF5), un receptor de la familia SLAM, en células hematopoyéticas. Ideal para la identificación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD84
Observaciones/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécula CD84
Especie	Humano
ID del Gen	8832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-225 del CD84 humano (NP_001171808.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo