

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85D/E/I/J Humano Para Citometría De Flujo - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8NHL6

Número de artículo: CM0010669



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD85d humano (LILRB2) y con reactividad cruzada con CD85e/i/j. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo es ideal para la investigación de la tolerancia inmunitaria y los receptores del MHC de clase I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD85d/e/i/j humano
Observaciones/Alias	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
Especie	Humano
GeneID	10288/11026/11024/10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-461 de CD85d humano (NP_001074447.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo