

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85D/Ilt4 Humano Para Citometría De Flujo - Q8N423

Número de artículo: CM0009000



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD85d/ILT4 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce un amplio espectro de antígenos MHC de clase I. Ideal para estudios de tolerancia inmunitaria, interfaz materno-fetal y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD85d/ILT4 humano
Observaciones/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Especie	Humano
GeneID (humano)	10288
GeneID	10288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-461 de CD85d humano (NP_001074447.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N423
Peso molecular	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo