

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85D/Ilt4 Humano Para Fc - Q8N423

Número de artículo: CM0004544



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD85d/ILT4 humano conjugado con para citometría de flujo. Reconoce la LILRB2 humana, un receptor de antígenos MHC de clase I implicado en la tolerancia inmunológica. Validado para FC, reacciona de forma cruzada con humanos. 65kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD85d/ILT4
Observaciones/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10288
GeneID	10288
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N423
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo