

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd85I/J Para Citometría De Flujo - O75019 / Q8Nhl6

Número de artículo: CM0010127

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad contra el CD85i/j humano (LILRA1/LILRB1), validado para citometría de flujo. Dirigido a receptores inmunitarios expresados en monocitos y células B, ideal para inmunofenotipado e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD85i/j
Observaciones/Alias	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11024/10859
GeneID	11024/10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-461 del CD85i humano (NP_006854.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo