

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85l/j Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - O75019/Q8Nhl6

Número de artículo: CM0012700

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD85i/j humano (LILRA1/LILRB1). Validado para citometría de flujo, reconoce antígenos humanos nativos. Ideal para la caracterización de células inmunes y estudios de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD85i/j humano
Observaciones/Alías	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11024/10859
ID del Gen	11024/10859
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo