


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85j/Ilt2 Humano Para Fc - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0011150



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD85j/ILT2 (LILRB1) humano para citometría de flujo. Reconoce un amplio espectro de moléculas del MHC de clase I; ideal para estudiar la regulación de los puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD85j/ILT2 humano
Observaciones/Sinónimos	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10859
ID del gen	10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-458 de CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso de la proteína	49 kDa/70 kDa/71 kDa
Envío	Bolsa de hielo