


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85j/Ilt2 Humano Para Fc - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0009508



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD85j/ILT2 conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a la LILRB1 humana, un receptor inhibidor de MHC de clase I expresado en células inmunitarias, que permite estudios de regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD85j/ILT2 humano
Notas/Alias	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10859
GeneID	10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-458 de la proteína CD85j/ILT2 humana (NP_006660.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso molecular de la proteína	49kDa/70kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo