


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd85j/Ilt2 Humano Para Fc - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0006070



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD85j/ILT2 humano (LILRB1). Diseñado para citometría de flujo, se dirige al receptor inhibidor que reconoce antígenos de clase I del HLA. Útil para el análisis de subconjuntos de células inmunitarias y ensayos funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD85j/ILT2 humano
Observaciones/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Especie	Humano
ID del gen	10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-458 del CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso proteico	49kDa/70kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo